



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rollator polivalente plegable

ref: AD100

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/rolators/caminador-polivalente-plegable-rolator>



Rollator con manetas de frenos autoblocantes de seguridad, cesta de la compra y bandeja desmontable para su uso doméstico. El caminador se pliega fácilmente y los puños son de altura graduable.

10

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho	Fondo	Alto graduable	Ancho entre puños	Altura asiento
AD100	60 cm	67 cm	80 - 100 cm	41 cm	61 cm

