



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Caminador plegable 'Mini Rolator'

AD250

<https://www.ayudasdinamicas.com/caminador-plegable-mini-rolator/>



## Descripción

Resistente andador plegable fabricado en acero. Viene equipado con un asiento acolchado de 40 x 20 cm. Al igual que todos los caminadores de dos ruedas, está recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos cortos, exclusivamente sobre superficies planas y sin desnivel.



5,6  
kg

total

100  
kg

máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD250
ALTO ASIENTO	54 cm
ALTO GRADUABLE	73 - 93 cm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ANCHO TOTAL	58 cm
FONDO TOTAL	58 cm

## Accesorios



Linterna led portátil accesorio

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds. La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)

