




**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia

# Colchón viscoelástico 'Combiflex'

AD954

<https://www.ayudasdinamicas.com/colchon-viscoelastico-combiflex-con-funda-de-poliuretano/>




## Descripción

RIESGO			
BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO

▲ ▲

Colchón para la profilaxis de las úlceras de decúbito, previene la aparición de llagas en las personas encamadas durante largos periodos. Con base de espuma H.R. de alta densidad. La espuma viscoelástica de 80 kg/m<sup>3</sup>, con efecto memoria, es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón sumamente cómodo.



**Funda impermeable de poliuretano.** Se suministra con funda integral impermeable y transpirable, de poliuretano





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

hipoalérgico, antibacterias y antihongos. Con base antideslizante.



### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD954
ANCHO	90 cm
LARGO	200 cm
ALTO	15 cm

