



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Dali Econ

AD972

<https://www.ayudasdinamicas.com/dali-econ/>



### Descripción

Discreta y elegante cama de madera, con somier de lamas de madera de 90 cm x 200 cm. 4 planos para mayor comodidad del residente, y barandillas de madera para la prevención de caídas. Altura regulable de 32 cm a 72 cm aproximadamente. El respaldo, las piernas y la altura de la cama se regulan electrónicamente por motores.

### SISTEMA EASY-CLICK



Las barandillas se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### **RANGO DE ELEVACIÓN A PARTIR DE 32 cm.**



Dispone de un rango de regulación de altura del so-mier de 32 cm a 72 cm.

Su posición mas baja de tan solo 32 cm protege a los usuarios de lesiones por caída al mismo tiempo, su rango de elevación permite al cuidador trabajar en la cama en una posición mas cómoda, evitando lesiones de espalda.

### **MANDO**



Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir el uso no deseado de todas o





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia


alguna de sus funciones.

### POSICIÓN CONFORT



Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la mas parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras cama se adopta simplemente apretando un botón del mando.

### DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**185  
kg**  
máximo

