



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cama Gala 2

AD985F

<https://www.ayudasdinamicas.com/cama-gala-2/>



Descripción

Cama articulada eléctrica de uso asistencial hospitalario y domiciliario, con patas de 50 mm de diámetro y regulable en altura de 36 a 57 cm.

Somier articulado eléctrico de 90x190cm, de 4 planos y 3 articulaciones (tronco y piernas).

Estructura del somier fabricada en acero con recubrimiento de pintura en epoxi, de alta calidad y de gran resistencia a la corrosión

Láminas del somier fabricadas en madera de haya.

Motor con sistema de seguridad que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en caso de corte de suministro eléctrico.


El accionamiento de todas las articulaciones se realizan desde el mismo mando con cable de sencillo manejo.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



OPCIONES:

- Cabezal y piccero de madera
- Trapecio de incorporación
- Barandillas de metal



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD985F
LOGITUD	190 cm
ANCHO	90 cm
ALTURA REGULABLE	de 36 a 57 cm

