



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Sistema de baño 'Otter'

OT..

<https://www.ayudasdinamicas.com/sistema-de-bano-otter/>



### Descripción

El sistema de baño Otter ha sido diseñado para darle al niño apoyo postural en la bañera o la ducha.

- Duradero y ligero. Chasis de plástico, fácil de limpiar.
- Tejido suave, fácil de montar para lavar a máquina.
- La silla se puede desmontar del soporte para bañar al niño sentado en ella directamente sobre la bañera.
- Asiento y respaldo regulable con 5 ángulos a elegir para adaptarse a los diversos requerimientos del usuario.
- Patas antideslizantes ajustables en altura hasta una altura de 18 cm para colocarlo a la altura ideal del cuidador.
- La altura puede ser ajustada con el niño en la silla.
- El sistema Uni-Bars permite hacer los ajustes en el asiento y en el respaldo con una sola mano.
- Las correas de las piernas permiten la abducción y aducción para optimizar el control postural.
- Dos correas de posicionamiento aseguran al niño al asiento.
- Los soportes en la cabeza son regulables en anchura y altura para mayor comodidad. Se pueden usar también como soportes laterales.
- Silla plegable para almacenarla fácilmente o transportarla





**Base para bañera**

Un soporte para las tres tallas de Otter. Con esta base se eleva la silla a la altura más cómoda para el cuidador.

Patas antideslizantes y plegables para un cómodo almacenamiento y transporte. Cierres sencillos: permiten un montaje y desmontaje rápido. Altura ajustable sin herramientas: 13 - 25 cm.

Dimensiones. Ancho: 43 cm. Largo: 81 cm. Capacidad de peso: 91 kg. Ref.: OT 8010



**Base para ducha**

Eleva la altura del Otter. Válido para las tres tallas. Estructura de aluminio robusta, ligera y manejable, con una película anticorrosiva. Ruedas giratorias para facilitar su manipulación, con cuatro frenos. Cierres sencillos: permiten un montaje y desmontaje rápido. Se suministra desmontada. Fácil de limpiar.

Dimensiones. Ancho: 69 cm. Alto: 53 cm. Largo: 84 cm. Capacidad de peso: 191 kg. Ref.: OT 8020



**Cabezal / Soportes laterales**

Cuñas y correas ajustables proporcionan soporte adicional en la parte superior del cuerpo.

Se puede adaptar a distintas alturas del respaldo.

Ref.: OT 8000



(Accesorio incluido)

**Tabla de medidas y modelos**

MODELO	OT 1000	OT 2000	OT 3000
TALLAS	Sistema pequeño	Sistema mediano	Sistema grande
ANCHO ASIENTO	37 cm	37 cm	37 cm
PROF. ASIENTO	33 cm	33 cm	42 cm
ALTURA RESPALDO	45 cm	64 cm	81 cm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ALTURA ASIENTO	5 - 18 cm	5 - 18 cm	5 - 18 cm
ALTURA USUARIO	91 cm	81 - 127 cm	117 - 173 cm
PESO MÁX.	30 kg	55 kg	75 kg

