



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Silla de aluminio 'Transit'

PL34/33

<https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-aluminio-transit/>



Descripción

La silla de tránsito más pequeña y más ligera de Europa. Super estrecha, desde 55 cm, especialmente recomendada para espacios reducidos y para desplazamientos cortos.

- Respaldo abatible para reducir aún más sus dimensiones
- El respaldo incorpora un amplio bolsillo
- Ruedas traseras macizas de PU antipinchazos de 355mm y 500m

ACCESORIO

Práctica bolsa de viaje para la silla de ruedas PL 33. Con ruedas y asas.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Tabla de medidas y modelos

MODELO	PL33A40CH	PL33A45CH	PL34A40CH	PL34A45CH
ANCHO ASIENTO	40 cm	45 cm	40 cm	45 cm
ALTURA TOTAL	93 cm	93 cm	93 cm	93 cm
ANCHO TOTAL	55 cm	60 cm	60 cm	65 cm
FONDO TOTAL	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
ALTO RESPALDO	47 cm	47 cm	47 cm	47 cm
FONDO ASIENTO	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
ANCHO TOTAL	55 cm	60cm	60 cm	65 cm
PESO TOTAL	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg

