




**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Scooter con suspensión GOGO-LX

SP14

<https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-con-suspension-gogo-lx/>



## Descripción





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### **Nuevo modelo de scooter GO-GO LX con suspensión**

De gran confort y reducidas dimensiones, con las prestaciones de scooters de mayor tamaño. Incorpora suspensión independiente en cada rueda y un mayor tamaño de la plataforma de apoyo de los pies, esto le hace un scooter muy confortable y permite un uso más continuado con un rendimiento óptimo en exteriores. Incluye luces led delanteras para mayor seguridad en sus viajes. Se desmonta fácilmente con una sola mano. Ideal para viajar y colocarlo en la mayoría de maleteros de coches. Asiento giratorio y regulable en altura.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Baterías extraíbles**

Permite realizar la carga tanto en el propio scooter como fuera de él. También dispone de punto de carga en el volante.



**Kit de colores**

Los scooters Go-Go incorporan de serie 2 kits de colores para personalizarlos en pocos minutos.



**Suspensión independiente** en cada rueda.



**Luces led** delanteras.



**Desmontable** en 5 partes para facilitar su transporte. La parte más pesada son 16 kg.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

\* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%) **La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.**

  
máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	SP14
LONGITUD TOTAL	104cm
ANCHO TOTAL	52cm
ANCHO ASIENTO	43cm
ALTURA LIBRE	6cm
RADIO DE GIRO	116 cm
PENDIENTE MÁXIMA	6º o 10,5%
RUEDAS DELANTERAS	180 mm
RUEDAS TRASERAS	200 mm
POTENCIA MOTOR	270 W
BATERÍAS	2x12V 18Ah
VELOCIDAD MÁXIMA*	7 km/h





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

AUTONOMÍA*	21km
PESO TOTAL	55 kg

## Accesorios



Porta bastón para scooter (1 bastón)

Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.



Porta bastones doble para scooter (2 bastones)

Porta bastones/muletas doble compatible para la mayoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de 70 mm.



Porta caminador para scooters

El porta caminador es compatible para la mayoría de scooters.

