



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Scooter lux 'ECLIPSE PLUS'

SP2-ECLIPSE+

[https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-desmontable-eclipse-/](https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-desmontable-eclipse/)



Vídeo disponible en  
[ayudasdinamicas.com](https://www.ayudasdinamicas.com)



### Descripción

**Eclipse**





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Asiento giratorio, regulable en altura de 39 a 44 cm y reposabrazos abatibles

### Estilo elegante y con grandes prestaciones

El scooter ECLIPSE+ ofrece unos grandes acabados y un equipamiento de serie excepcional. Incorpora una bolsa extraíble con asa. También viene equipado con una mochila de gran capacidad en la parte trasera del asiento. Es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes tanto en interiores como en el exterior.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Su manillar ergonómico tiene un manejo intuitivo y confortable para una conducción excepcionalmente cómoda y agradable.

Las baterías de 21Ah son extraíbles, lo que permite cargarlas tanto en el scooter como fuera de él y proporcionan una autonomía aproximada de 22 km.

#### **Kit de 2 colores de serie:**

Incorpora de serie 2 kits de colores, verde y gris plata, que se pueden poner y quitar fácil y rápidamente para personalizar su scooter Eclipse.



Verde



Gris plata

**Se desmonta fácilmente en pocos segundos en 4 partes para transportarlo en cualquier vehículo**





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



\* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%) La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.

## Tabla de medidas y modelos

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| MODELO                | SP2-ECLIPSE+ |
| LONGITUD TOTAL        | 99cm         |
| ANCHO TOTAL           | 56cm         |
| ANCHO ASIENTO         | 43cm         |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 8cm          |
| RADIO DE GIRO         | 115cm        |
| PENDIENTE MÁXIMA      | 12º o 21%    |
| RUEDAS DELANTERAS     | 190mm        |
| RUEDAS TRASERAS       | 215mm        |





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| POTENCIA MOTOR    | 270w         |
| BATERÍAS          | 2 x 12v 21Ah |
| VELOCIDAD MÁXIMA* | 6,5km/h      |
| AUTONOMÍA*        | 22 km        |
| PESO TOTAL        | 48kg         |
| PESO MÁXIMO       | 132kg        |

