



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Scooter portátil y desmontable 'GOGO'

GOGO

<https://www.ayudasdinamicas.com/scooter-portatil-y-desmontable-gogo/>



Vídeo disponible en  
[ayudasdinamicas.com](http://ayudasdinamicas.com)



## Descripción

**GOGO®**  
TRAVEL MOBILITY





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Con tan solo una longitud de 93 cm, junto con su forma triangular y el reducido radio de giro, SP 3 entra en los ascensores más pequeños y maniobra en espacios muy reducidos.

Las reducidas dimensiones del scooter GO-GO permite maniobrar fácilmente en espacios pequeños a la vez que proporcionan un rendimiento óptimo en exteriores. Se desmonta en cuestión de segundos. Es muy fácil de transportar y cabe en la mayoría de maleteros. Esto hace que el scooter GO-GO sea ideal para viajar. El asiento es giratorio y regulable en altura de 42 a 47 cm. Las ruedas son antipinchazos y no requieren mantenimiento. También incorpora una cesta portaobjetos en la parte delantera. El scooter GO-GO está disponibles en dos versiones. La versión clásica de 4 ruedas y la versión más compacta y maniobrable de 3 ruedas.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



**Baterías extraíbles**

Las baterías de todos los modelos de scooters Go-Go son extraíbles. Permite realizar la carga en el propio scooter o fuera de él.



**Kit de colores**

Los scooters Go-Go incorporan de serie 2 kits de colores para personalizarlos en pocos minutos.



**Desmontable** en 5 partes para facilitar su transporte, siendo la parte más pesada de 16 kg.



**Suspensión independiente** en cada rueda.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

\* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso). (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%) **La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado.**

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	SP4-17	SP3-17
LONGITUD TOTAL	101cm	93cm
ANCHO TOTAL	58cm	58cm
ANCHO ASIENTO	42cm	42cm
ALTURA LIBRE	6cm	6cm
RADIO DE GIRO	116cm	88cm
PENDIENTE MÁXIMA	6º o 10,5%	6º o 10,5%
RUEDAS DELANTERAS	180mm	200mm
RUEDAS TRASERAS	200mm	200mm
POTENCIA MOTOR	270w	270w
BATERÍAS	2 x 12v 17Ah	2 x 12v 17Ah
VELOCIDAD MÁXIMA*	6,5km/h	6,5km/h
AUTONOMÍA*	21km	21km





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

PESO TOTAL	47kg	45kg
PESO MÁXIMO	125kg	125kg

## Accesorios



Porta bastón para scooter (1 bastón)

Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.



Porta bastones doble para scooter (2 bastones)

Porta bastones/muletas doble compatible para la mayoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de 70 mm.



Porta caminador para scooters

El porta caminador es compatible para la mayoría de scooters.

